



Ralf W. Weinkauff
Medizin und Umwelttechnik

Ahornweg 4a
91301 Forchheim

Tel. 0 91 91/970 661

Fax 0 91 91/970 665

www.weinkauff-medizintechnik.de

email: info@weinkauff-medizintechnik.de

Absaughaube

Eco Flux 80 / 110

Eco Flux bestehend aus Absaugung sowie Acrylglas-Schutzhaube. eine ideale, mobile Absaughaube für die Handfärbung oder ähnliche Tätigkeiten, wo mit Substanzen gearbeitet wird. denen einzuhaltende MAK-Werte vorgeschrieben sind.

Die Tischabsaugung ist für den Umluftbetrieb entwickelt und einem Filterpaket mit jeweils 10 kg Aktivkohle ausgerüstet. Ein leises 2-stufiges Gebläse sorgt für die notwendige Absauggeschwindigkeit zum Abtransport von Luftverunreinigungen.



Technische Details:

- Gerätegehäuse Metall epoxyd beschichtet
- laufiges 2-Stufen Gebläse
- Digitale Laufzeitanzeige
- Vorfilter
- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
- Geräteleuchte 20 Watt
- Gerätemaß Eco 80 800x600x550 mm (l x b x h)
- Gerätemaß Eco 110 1100x650x550 mm (l x b x h)
- Arbeitsraum Eco 80 780x400x540 mm (l x b x h)
- Arbeitsraum Eco 110 1080x450x540 mm (l x b x h)
- Luftgeschwindigkeit 0,30 m/s-0,70 m/s
- Filter 1 / 2 St. 10 kg Füllgewicht
- Leistung: 230 V / 50 Hz / 250 / 125 Watt
- Gewicht 48 / 60 kg