



Ralf W. Weinkauff
Medizin und Umwelttechnik

Ahornweg 4a
91301 Forchheim

Tel. 0 91 91/970 661
Fax 0 91 91/970 665

www.weinkauff-medizintechnik.de
email: info@weinkauff-medizintechnik.de

Objektträger und Kassetten Archivierung

■ MICROTECA



Ideales Archivierungssystem zur Einlagerung quantitativ großen Mengen von Objektträgern und Kassetten, bei minimalem Platzaufwand.
System gegen Umkippen erlaubt das öffnen von jeweils nur einer Schublade.
Schublade kann bis zum Anschlag geöffnet werden.
Modul mit 5 Schubladen fasst zirka 90.000 Objektträger.
Modul mit 10 Schubladen fasst zirka 180.000 Objektträger.
Modul mit 5 Schubladen fasst zirka 25.000 Kassetten.
Modul mit 10 Schubladen fasst zirka 50.000 Kassetten.


	Artikel Nr.
Microteca weiß mit 5 Schubladen für Objektträger 1150 x 850 x 700 mm (BxTxH)	041000
Microteca weiß mit 10 Schubladen für Objektträger 1150 x 850 x 1300 mm (BxTxH)	042000
Microteca weiß mit 5 Schubladen für Kassetten 1150 x 850 x 700 mm (BxTxH)	043000
Microteca weiß mit 10 Schubladen für Kassetten 1150 x 850 x 1300 mm (BxTxH)	044000
Kunststoffbehälter für Objektträger und Kassetten	040075

Stapelbares System für Objektträger oder Kassetten.



Objektträgermodul mit je 14 Einschüben
Fassungsvermögen: ca. 6400 Objektträger
480 x 480 x 140mm (B x T x H)

OM1



Standard-Paraffinblockmodul mit je 13 Einschüben
Fassungsvermögen: ca. 1000 Paraffinblöcke
480 x 480 x 70mm (B x T x H)

PM1

Bitte zusätzlich Sockel und Abdeckplatte bestellen.