



Ralf W. Weinkauff
Medizin und Umwelttechnik

Ahornweg 4a
91301 Forchheim

Tel. 0 91 91/970 661

Fax 0 91 91/970 665

www.weinkauff-medizintechnik.de

email: info@weinkauff-medizintechnik.de

Sterilisator / Autoklav für die Immunhistologie

Demaskierung von Paraffinschnitten reproduzierbare Ergebnisse



Befüllen



Verriegeln



Starten



Als 12 Liter oder 18 Liter Gerät

Temperatur frei steuerbar von Zimmertemperatur bis 140 C (2,7 Bar)

Auf Wunsch fraktioniertes Strömungsverfahren.

Technische Daten:

12 Liter Gerät

24cm

26cm

35cm

Durchmesser innen

Höhe beladungsfähig

Gesamthöhe

18 Liter Gerät

24cm

39cm

46,5cm

Anschlusswerte: 230V / 50Hz / 1,9KW

Elektronische Anzeige, Präzisionsmanometer, Wasserstandsindikator
4 – fache Drucksicherung