

GEWEBE - KASSETTEN



■ GEWEBEKASSETTEN IVD CE

Gewebe-Aufbewahrungskassetten mit großen Öffnungen zur Einbettung.
 Aus Harzazetat resistent gegen Lösungsmittel, Entkalkungslösungen, histologische Lösungen und Ultraschall.
 Beschriftungsfeld zur Identifizierung der Proben.
 Ideal für automatische Beschriftung.
 Abmessungen: 40 x 26 x 7 mm.

	Artikel Nr.	Einheit
Gewebekassetten Rot	070295	1000 Stk
Gewebekassetten Blau	070300	1000 Stk
Gewebekassetten Weiß	070310	1000 Stk
Gewebekassetten Violett	070315	1000 Stk
Gewebekassetten Gelb	070320	1000 Stk
Gewebekassetten Rosa	070330	1000 Stk
Gewebekassetten Orange	070335	1000 Stk
Gewebekassetten Grün	070340	1000 Stk



■ BIOPSIE-GEWEBE-KASSETTEN IVD CE

Biopsie-Aufbewahrungskassetten mit kleinen Öffnungen, mit Deckel.
 Aus Harzazetat resistent gegen Lösungsmittel, Entkalkungslösungen, histologische Lösungen und Ultraschall. Beschriftungsfeld zur Identifizierung der Proben.
 Ideal für automatische Beschriftung.
 Abmessungen: 40 x 26 x 7 mm.

	Artikel Nr.	Einheit
Gewebe-Biopsie-Kassetten Rot	070344	1000 Stk
Gewebe-Biopsie-Kassetten Weiß	070345	1000 Stk
Gewebe-Biopsie-Kassetten Blau	070346	1000 Stk
Gewebe-Biopsie-Kassetten Gelb	070347	1000 Stk
Gewebe-Biopsie-Kassetten Rosa	070348	1000 Stk
Gewebe-Biopsie-Kassetten Grün	070349	1000 Stk



■ EINBETTKASSETTEN UND BIOPSIEKASSETTEN VORGESTAPELT FÜR AUTOMATISCHES DRUCKERSYSTEM IVD CE

Einbettkassetten und Biopsiekassetten aus Harzazetat.
 Verpackungseinheit 54 Behälter aus Karton zu insgesamt 4000 Stück.

	Artikel Nr.	Einheit
Einbettkassetten vorgestapelt Weiß	070381	4000 Stk
Einbettkassetten vorgestapelt Gelb	070382	4000 Stk
Einbettkassetten vorgestapelt Rosa	070383	4000 Stk
Einbettkassetten vorgestapelt Blau	070384	4000 Stk
Einbettkassetten vorgestapelt Grün	070385	4000 Stk
Einbettkassetten vorgestapelt Orange	070386	4000 Stk
Biopsie-Kassetten vorgestapelt Weiß	070391	4000 Stk
Biopsie-Kassetten vorgestapelt Gelb	070392	4000 Stk
Biopsie-Kassetten vorgestapelt Rosa	070393	4000 Stk
Biopsie-Kassetten vorgestapelt Blau	070394	4000 Stk
Biopsie-Kassetten vorgestapelt Grün	070395	4000 Stk
Biopsie-Kassetten vorgestapelt Orange	070396	4000 Stk

GEWEBE - KASSETTEN



■ EINBETT-KASSETTEN IVD CE

Kassetten mit runden Öffnungen zur Einbettung in Paraffin in der Histologie, ohne Deckel. Aus Harzazetat resistent gegen Lösungsmittel, Entkalkungslösungen, histologische Lösungen und Ultraschall.

	Artikel Nr.	Einheit
Einbettkassetten Weiß	070200	4000 Stk
Einbettkassetten Blau	070205	4000 Stk
Einbettkassetten Gelb	070210	4000 Stk
Einbettkassetten Grün	070215	4000 Stk
Einbettkassetten Rosa	070225	4000 Stk



■ DECKEL AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL FÜR EINBETT-KASSETTEN IVD CE

	Artikel Nr.	Einheit
Deckel aus rostfreiem Edelstahl für Einbett-Kassetten	070240	50 Stk



■ EINBETT-KASSETTEN MIT ABNEHMBAREN DECKEL IVD CE

Einbettkassetten mit großen Öffnungen, abnehmbarer Deckel. Aus Harzazetat resistent gegen Lösungsmittel, Entkalkungslösungen, histologische Lösungen und Ultraschall. Ideal für automatische Beschriftung. Verfügbar mit abnehmbarem Deckel separat oder montiert.

	Artikel Nr.	Einheit
Einbettkassetten Weiß, Deckel separat	070450	1000 Stk
Einbettkassetten Blau, Deckel separat	070451	1000 Stk
Einbettkassetten Gelb, Deckel separat	070452	1000 Stk
Einbettkassetten Rosa, Deckel separat	070453	1000 Stk
Einbettkassetten Grün, Deckel separat	070454	1000 Stk
Einbettkassetten Weiß, Deckel montiert	070460	1000 Stk



■ BIOPSIE-KASSETTEN MIT ABNEHMBAREN DECKEL IVD CE

Biopsiekassetten mit kleinen Öffnungen zur Biopsieeinbettung mit abnehmbarem Deckel. Aus Harzazetat resistent gegen Lösungsmittel, Entkalkungslösungen, histologische Lösungen und Ultraschall. Ideal für automatische Beschriftung.

	Artikel Nr.	Einheit
Biopsiekassetten Weiß, Deckel separat	070470	1000 Stk
Biopsiekassetten Blau, Deckel separat	070471	1000 Stk
Biopsiekassetten Gelb, Deckel separat	070472	1000 Stk
Biopsiekassetten Rosa, Deckel separat	070473	1000 Stk
Biopsiekassetten Grün, Deckel separat	070474	1000 Stk

GEWEBE - KASSETTEN



■ GEWEBE-MEGA-KASSETTEN

IVD CE

Große Aufbewahrungskassetten mit großen Öffnungen für großvolumige Proben. Aus Harzazetat resistent gegen Lösungsmittel, Entkalkungslösungen, histologische Lösungen und Ultraschall. Abmessungen: 40 x 26 x 13 mm.

	Artikel Nr.	Einheit
Gewebe-Mega-Kassetten Weiß	070360	100 Stk
Gewebe-Mega-Kassetten Blau	070361	100 Stk
Gewebe-Mega-Kassetten Gelb	070362	100 Stk
Gewebe-Mega-Kassetten Grün	070363	100 Stk
Gewebe-Mega-Kassetten Rosa	070364	100 Stk



■ SUPER MEGA KASSETTEN

IVD CE

Aufbewahrungskassetten großvolumig, Aus Harzazetat, mit abnehmbarem Deckel. Zur Enzephalon - Aufbewahrung. Abmessungen: 74 x 52 x 18 mm.

	Artikel Nr.	Einheit
Super Mega Kassette Weiß	070750	100 Stk



■ AUFBEWAHRUNGS - RING

IVD CE

ABS-Ringe zur Aufbewahrung von Paraffin-Blöcken, Mikrotom - druckbeständig. Durchlässiges Material für Lösungsmittel und Paraffin.

	Artikel Nr.	Einheit
Aufbewahrungsringe weiß	070410	1000 Stk



■ EINBETTSCHÄLCHEN - TISSUE MOLDS

IVD CE

Wieder verwendbare Gewebe - Einbettschälchen aus rostfreiem Edelstahl in verschiedenen Abmessungen.

	Artikel Nr.	Einheit
Gewebe - Einbettschälchen 7 x 7 x 6 mm	070805	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 15 x 15 x 6 mm	070806	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 24 x 24 x 6 mm	070807	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 30 x 24 x 6 mm	070808	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 37 x 24 x 6 mm	070809	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen aus Edelstahl für Mega Kassetten 33 x 24 x 12 mm	070810	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen aus Edelstahl für Mega Kassetten 65 x 45 x 15 mm	070811	10 Stk



■ EINBETTSCHÄLCHEN - TISSUE DISPOMOLDS

IVD CE

Einweg - Gewebe - Einbettschälchen aus Kunststoff in verschiedenen Abmessungen.

	Artikel Nr.	Einheit
Gewebe - Einbettschälchen 7 x 7 x 5 mm	070820	500 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 15 x 15 x 5 mm	070821	500 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 24 x 24 x 5 mm	070822	500 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 30 x 24 x 5 mm	070823	500 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 37 x 24 x 5 mm	070824	500 Stk
Gewebe - Einbettschälchen aus Kunststoff für Mega Kassetten 33 x 24 x 12 mm	070825	100 Stk
Gewebe - Einbettschälchen aus Kunststoff für Super Mega Kassetten 65 x 45 x 15 mm	070826	100 Stk

GEWEBE - KASSETTEN



■ EINBETTSCHÄLCHEN - BASE MOLDS

IVD CE

Gewebe - Einbettschälchen aus Polystyren für 5 Blöcke in verschiedenen Abmessungen.

	Artikel Nr.	Einheit
Base Molds 7x7x5 mm für 5 Blöcke	070830	100 Stk
Base Molds 15x15x5 mm für 5 Blöcke	070831	100 Stk
Base Molds 24x24x5 mm für 5 Blöcke	070832	100 Stk
Base Molds 30x24x5 mm für 5 Blöcke	070833	100 Stk
Base Molds 37x24x5 mm für 5 Blöcke	070834	100 Stk
Base Molds 33x25x13 mm für 5 Blöcke	070835	100 Stk
Base Molds 39x25x13 mm für 5 Blöcke	070836	100 Stk



■ ANATOMISCHE - EINWEG-SCHABLONE ZUR PROBENENTNAHME

IVD CE

Aus Karton, Einweg, Beschleunigung bei der Probenbearbeitung von Stücken geringerer Größe, mittels Skalierung.

	Artikel Nr.	Einheit
Anatomische - Einweg-Schablone 30x20 cm	088010	20 Stk
Anatomische - Einweg-Schablone 30x45 cm	088020	20 Stk
Anatomische - Einweg-Schablone 20x15 cm	088030	20 Stk



■ FORMALINPAD

IVD CE

Saugtuch zur Neutralisierung gefährlicher Formalindämpfe.
Blaue Farbe zur besseren Identifizierung von Biopsien.
Schnittfest. Einweg.
Abmessungen: 20 x 20,5 cm.

	Artikel Nr.	Einheit
Formalinpad	088200	25 Stk



■ CELLSAFE - FILTER

IVD CE

Filter - Kapseln zum einlegen in Einbettkassetten.
Geeignet für den Gebrauch in der Mikrowellen.
Verwendbar in allen konventionellen Prozessoren.
Patentiertes Design, einzigartig und revolutionär.
Höchster Schutz kleiner Proben.
Passend für alle Standard - Einbettkassetten.
Keine Gewebeschäden oder Artefakte wie bei der Verwendung von Biopsiefiltern.
Im Gegensatz zu Biopsiefiltern, bis zu 20-mal transparenter.
Transparentes Netz durchlässig für x-Strahlen bei Röntgen von Brust-Biopsien.

	Artikel Nr.	Einheit
CellSafe Biopsie-Kapseln	070149	100 Stk
CellSafe Biopsie-Kapseln	070148	1000 Stk
CellSafe Biopsie-Kapseln blau	070155	100 Stk
CellSafe Biopsie-Kapseln blau	070156	1000 Stk

GEWEBE - KASSETTEN



■ ENDOSKOPIE-FILTER

IVD CE

Klebefilter für endoskopische Biopsien des Magen-Darmtraktes.
Verkürzt die Einbettungszeiten.
Verbessern die Diagnose Qualität.
Präzise Lokalisierung der Proben.

	Artikel Nr.	Einheit
Endoskopie Filter	070150	25 Stk



■ BIOPSIE-FILTER

IVD CE

Blaue Schwämmchen durchlässig für Lösungen und Paraffin ohne Verlust von Biopsie-Fragmenten.
Die blaue Farbe zur einfachen Lokalisierung der Probe.
Abmessungen: 30 x 25 x 1 mm.

	Artikel Nr.	Einheit
Biopsie-Filter	070159	1000 Stk



■ BIOPSIE-FILTER-SÄCKCHEN

IVD CE

Filter-Säckchen für Biopsien. Aus Polyester, Durchlässigkeit 234 µm, vollkommen träge und widerstandsfähig gegen jede Art von Lösungsmittel. Vermeidung des Risikos einer gekreuzten Kontamination und den Verlust kleiner Biopsien (z.B. Magenbiopsien). Die Durchlässigkeit erlaubt einen vollständigen Austausch der verschiedenen Lösungsmittel während des Prozesses, im Gegensatz zu Schwämmchen, die sich normalerweise im Inneren der Kassette befinden, die Lösungen zurückhalten und die Wirksamkeit des Prozesses verringert werden kann.

	Artikel Nr.	Einheit
Biopsie-Filter-Säckchen 30 x 45 mm	070160	1000 Stk
Biopsie-Filter-Säckchen 45 x 60 mm	070161	1000 Stk
Biopsie-Filter-Säckchen 73 x 73 mm	070162	1000 Stk



■ BIOPSIE-FILTER-SÄCKCHEN AUS PAPIER

IVD CE

Geeignet bei der Prozessierung von Biopsien.
Aus Papier resistent gegen Lösungsmittel, Alkohol und Fixative.

	Artikel Nr.	Einheit
Papier-Biopsie-Filter-Säckchen 30 x 50 mm	070165	1000 Stk
Papier-Biopsie-Filter-Säckchen 45 x 73 mm	070166	1000 Stk
Papier-Biopsie-Filter-Säckchen 75 x 100 mm	070167	1000 Stk



■ DOPPEL-VIELZWECK-BEHÄLTER

IVD CE

Transparentes Acryl in hoher Qualität.
Fassungsvermögen je Einheit zirka 2200 Biopsiefilter oder 800 Kassetten.
Abmessungen: 24,50 x 60,50 x 35,50 cm (BxTxH).

	Artikel Nr.	Einheit
Doppel-Vielzweck-Behälter	07MPSB-0002	01 Stk