

## BEHÄLTER UND TABLETS FÜR OBJEKTTRÄGER



### ■ VERSANDBEHÄLTER FÜR OBJEKTTRÄGER

IVD CE

Ideal für den Versand und zur Aufbewahrung von Objektträgern.  
Aus Polypropylen mit Schnapp-Verschluss für Objektträger 76x26 mm.  
Für 1 Objektträger 50 x 100 mm.  
Für 2 Objektträger 73 x 85 mm.

	Artikel Nr.	Einheit
Versandbehälter für 1 Objektträger	062001	10 Stk
Versandbehälter für 2 Objektträger	062002	10 Stk



### ■ BEHÄLTER FÜR OBJEKTTRÄGER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

IVD CE

Ideal für den Versand und zur Aufbewahrung von Objektträgern.  
Aus Polypropylen mit Schraub-Verschluss für Objektträger 76 x 26 mm.  
Mit dicken Wänden, stoßfest, mit Schraubverschluss, lang 90 mm, Ø 40 mm,  
Fassungsvermögen von bis zu 10 Objektträgern.

	Artikel Nr.	Einheit
Versandbehälter für Objektträger mit Schraubverschluss	062004	10 Stk



### ■ VERSANDBEHÄLTER FÜR 5 OBJEKTTRÄGER

IVD CE

Ideal für den Versand und zur Aufbewahrung von Objektträgern.  
Aus Polypropylen mit Schnapp-Verschluss für Objektträger 76 x 26 mm.  
Minimaler Platzbedarf und robust.  
Mit Druckverschluss, fasst bis zu 5 Objektträger.  
Abmessungen: 30 x 18 x 82 mm (LXTXH).

	Artikel Nr.	Einheit
Versandbehälter für 5 Objektträger	062007	50 Stk



### ■ OBJEKTTRÄGERKASTEN FÜR DIE MIKROSKOPIE

IVD CE

Aus dunkelgrauem Plastematerial. Mit Rillen für Objektträger und komplett mit Indexkarte zur Klassifizierung. Ideal für die Archivierung und den Transport von Objektträgern, ausgekleidet mit einer Korkplatte um Beschädigungen an den Objektträgern während des Transportes zu vermeiden.

Abmessungen:

- 25 Objektträger: 80 x 95 x 35 H mm;
- 50 Objektträger: 200 x 160 x 30 H mm;
- 100 Objektträger: 200 x 180 x 30 H mm.

	Artikel Nr.	Einheit
Objektträgerkasten für 25 Objektträger	062010	01 Stk
Objektträgerkasten für 50 Objektträger	062015	01 Stk
Objektträgerkasten für 100 Objektträger	062020	01 Stk

## BEHÄLTER UND TABLETS FÜR OBJEKTTRÄGER



### ■ FILOSLIDE 4/6

IVD CE

Aus transparentem Kunststoff für Objektträger 76x26 mm. Hoher Schutz der Objektträger.

Einfaches einordnen der Objektträger. Vielseitig und flexibel.

FiloSlide 4 bietet vier Fächer für Objektträger und eine Dokumentenfach (103 x 153mm).

FiloSlide 6 bietet sechs Fächer für Objektträger, ein Dokumentenfach (220 x 150mm) und ein Index-Fach.

Jede Packung von 10 FiloSlide 6 enthält 50 Identifikationsetiketten (10 rot, 10 blau, 10 grün, 10 gelb und 10 weiß).

	Artikel Nr.	Einheit
FiloSlide 4, Objektträgertasche mit 4 Fächern	062025	100 Stk
FiloSlide 6, Objektträgertasche mit 6 Fächern, komplett mit Etiketten zur Identifikation	062026	10 Stk



### ■ OBJEKTTRÄGERKASTEN FÜR DIE MIKROSKOPIE

IVD CE

Aus Holz mit Rillen für Objektträger 76x26 mm. Mit nummerierten Fächern, komplett mit Indexkarte zur Klassifizierung.

Abmessungen:

- 25 Objektträge: 98 x 83 x 38H mm;

- 50 Objektträge: 230 x 97 x 35H mm;

- 100 Objektträge: 230 x 180 x 35H mm.

	Artikel Nr.	Einheit
Objektträgerkasten aus Holz für 25 Objektträger	062030	01 Stk
Objektträgerkasten aus Holz für 50 Objektträger	062031	01 Stk
Objektträgerkasten aus Holz für 100 Objektträger	062032	01 Stk



### ■ OBJEKTTRÄGER-TABLETT FÜR 20 OBJEKTTRÄGER

IVD CE

Objektträger-tablett aus PVC stapelbar. Für Standart - Objektträger 76x26 mm.

Abmessungen: 300 L x 190 T mm.

Verfügbar in verschiedenen Farben für eine personalisierte Archivierung, z.B.:

- Rosa für den Notfall;

- Grün für die Routine;

- Blau für spezielle Färbungen;

- Weiß frei.

	Artikel Nr.	Einheit
Objektträger-Tablett rosa für 20 Objektträger	062041/P	10 Stk
Objektträger-Tablett grün für 20 Objektträger	062041/G	10 Stk
Objektträger-Tablett blau für 20 Objektträger	062041/B	10 Stk
Objektträger-Tablett t weiß für 20 Objektträger	062041/W	10 Stk



### ■ OBJEKTTRÄGER-TABLETT FÜR MIKROSKOPIE

IVD CE

Aus PVC, weiß. Der weiße Hintergrund erlaubt eine optimale Unterscheidung der Färbung auf den Objektträgern. Für Standart Objektträger 76x26 mm.

Abmessungen:

- 20 Objektträger: 340 x 190 mm

- 40 Objektträger: 340 x 400 mm.

	Artikel Nr.	Einheit
Objektträger-Tablett für 20 Objektträger	062040	10 Stk
Objektträger-Tablett für 40 Objektträger	062050	05 Stk

## BEHÄLTER UND TABLETS FÜR OBJEKTTRÄGER



### ■ OBJEKTTRÄGER-TABLETT FÜR MIKROSKOPIE

IVD CE

Aus Karton, robust und verstärkt. Für Standard Objektträger 76x26 mm. Komplet mit Divisoren.

Abmessungen:

- 2 Objektträger: 102 x 94 mm;
- 3 Objektträger: 102 x 105 mm;
- 6 Objektträger: 213 x 102 mm;
- 10 Objektträger: 342 x 102 mm;
- 20 Objektträger: 342 x 205 mm.

	Artikel Nr.	Einheit
Objektträger-Tablett für 20 OT's	062052	01 Stk
Objektträger-Tablett für 20 OT's mit Deckel	062053	01 Stk
Objektträger-Tablett für 10 OT's mit Deckel	062054	01 Stk
Objektträger-Tablett für 6 OT's mit Deckel	062055	01 Stk
Objektträger-Tablett für 3 OT's mit Deckel	062056	01 Stk
Objektträger-Tablett für 2 OT's mit Deckel	062057	01 Stk



### ■ OBJEKTTRÄGER-TABLETT COVERTOP

IVD CE

Objektträger-Tablett für 20 OT's aus PVC. Die Objektträger werden auf 4 Füße aufgelegt um ein Ankleben am Boden zu vermeiden. Abmessungen: 291 x 195 mm. Verfügbar auch mit transparentem Plastedeckel mit Scharnier, erlaubt eine schnelle Identifizierung der Objektträger.

	Artikel Nr.	Einheit
Objektträger-Tablett Covertop weiß für 20 OT's mit transparentem Deckel	11057620/10	10 Stk
Objektträger-Tablett Covertop weiß für 20 OT's ohne Deckel	11057621/10	10 Stk
Objektträger-Tablett Covertop blau für 20 OT's mit transparentem Deckel	11057622/10	10 Stk