



Ralf W. Weinkauff  
Medizin und Umwelttechnik

Ahornweg 4a  
91301 Forchheim

Tel. 0 91 91/970 661  
Fax 0 91 91/970 665

www.weinkauff-medizintechnik.de  
info@weinkauff-medizintechnik.de

## Paraffin Recycler



Wiederaufarbeitung von mit Xylol und Alkohol verunreinigtem Paraffin aus Entwässerungsautomaten.

- Merkmale:**
- Industrie Qualitätsstandard
  - 17 Liter Vorratsbehälter
  - Ausgereiftes Vakuumsystem bis minus 0,8 bar
  - Fast 100%ige Paraffinrückgewinnung durch 3-fach Filterung
  - Einsparung von Lager und Entsorgungskosten
  - Integrierter Überhitzungsschutz

**Technische Daten:** Abmessungen des Gerätes: 500x420x520mm (L/B/H)  
Gewicht: 30 kg  
Anschlußwerte: 230V / 50 Hz / 800W  
Artikel Nr.: 60010

## Paraffin Spender



- Merkmale:**
- Kapazität: 15 Liter
  - Auf Wunsch mit eingebautem Filter zum Einschmelzen von Schnittresten.
  - Temperatur von 20°C - 90°C stufenlos regelbar.
  - Auslaufhahn geheizt
  - PTC Heizung
  - Deckel aus Edelstahl

**Technische Daten:** Abmessungen des Gerätes: 380x420x520 (B/T/H)  
Kapazität: max. 15L  
Gewicht: 14 Kg  
Anschlußwerte: 230V / 50Hz / 550W  
Artikel Nr.: 70010